



BATERIA COMPATIBLE PHYSIOCONTROL LP5,LP10,LP12 250MONITOR 12V 1.9 Ah

Batería apta para MONITOR physho Control Defi (Lifepak) LP5, LP10, LP12 y 250 de 12V 1.9 Ah

- Tensión: 12V
- Potencia: 1,9 Ah
- Peso: 0,582 kg
- Medidas: 128 x 98 x 34 mm
- Conforme CE

Referencia 002-0901C

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 1,9 Ah
Voltaje / Tensión: 12V
Tamaño: 128 x 98 x 34 mm
Peso: 0,582 kg
Tecnología: NI-CD (Níquel-Cadmio)
Rango Capacidad: De 0,1Ah a 4,99Ah
Marca: Physio Control Comp.

• Instrucciones de operacion

- Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
- Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
- Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un

período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.

- Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
- Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.

- **Advertencia**

- No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
- No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
- No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
- No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
- No derrame agua sobre la batería ni la moje.
- No deseché las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
- No intente desarmar, perforar o modificar la batería

- **Precaución**

- Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
- Mantenga la batería entre 15°C y 25°C para obtener el mejor rendimiento.
- Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
- El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

- **Consejo del staff de Siluj:** *Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.*

