



# CABLE ECG MONOBLOQ 5 DERIVACIONES TERMINA.EN PINZA

# SILUJ

Cable ECG 12 Pin para Monitor Philips

- Compatible con monitores:
  - Philips 78352C / 8354C / 78834C
  - Philips M1001A/B
  - Philips M1002A/B
  - Philips M1722A/B
  - Philips M1723A/B
  - Philips M2475B
  - Philips MP50
- En un lado dispone de un conector mono bloque de 12 pin, en el otro extremo dispone de 5 pinzas

Referencia COP660I5C12P

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Color: Cable Gris, Spliter monobloq Gris, Pinzas 5 colores  
Polos / Pines: Conector para monitor 12 Pin macho  
Tamaño: Cable 5 m.  
Marca: MedicalCables

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Compuesto por**

- Conector circular de 12 pin
- Monobloq 1 entrada con 5 salidas
- 5 pinzas (Roja, Negra, Blanca, Verde, Amarilla)

- **Observaciones**

- Es importante seguir el orden establecido por los terminales del conector en el dispositivo, para no interferir con el sistema de visualización.
- Para desenchufar el cable tire del conector no del cable.
- Antes de cada uso debe ser comprobado que el cable sea el que corresponde al dispositivo que se va a utilizar y este funciona.
- **Limpieza:** Se puede limpiar con agua tibia y jabón o un limpiador neutro.
- **Desinfección:** Se recomienda desinfectantes químicos tales como etanol (70%-80%, propanol (70%-80%, aldehídos (2%-4%).
- **Atención:** No sumergir los cables y/o conectores en líquidos.
- **Proteger** los cables de fuentes de radiación UV.
- **Comprobar** siempre que el conector este limpio, en perfecto estado y no este dañado.

